




арт. 9041 Kolmar

масштаб 1:1 (A3)



Метод нанесення:

A - гравіювання: A1 - max h 7 x 25 mm, A2 - max h 7 x 25 mm , A2 - max h 5 x 24 mm

B - термотрансфер: max h 30 x 30mm

*Вказані методи нанесення та розміри, **мають рекомендаційний характер**, та в залежності від обладнання на різних виробництвах, можуть змінюватися.

Параметри і місце нанесення **рекомендовані тільки після попередніх тестів взірця на виробництві